

FemmyCycle

Coupe Menstruelle Innovante



- **Idéale pour les femmes actives et athlétiques**
- **Collecte l'écoulement durant 12 heures**
- **Facile à insérer et à retirer**



www.femmycycle.ca

Qu'est-ce que le FemmyCycle?

Découvrez ce dont
chaque femme a besoin

Une nouvelle alternative
aux serviettes et aux
tampons hygiéniques



FemmyCycle.ca

Le FemmyCycle[®] est une coupe menstruelle sûre, économe et qui minimise les déchets et fuites associés à presque tous les autres produits d'hygiène féminine.

Lorsqu'il est plié, le FemmyCycle a la forme d'un tampon, le rendant facile à insérer. Une fois inséré, il s'ouvre et collecte le flot menstruel. Après 12 heures (ou moins selon votre écoulement), retirez-le à l'aide de l'anneau de retrait intégré.



Avantages du FemmyCycle

- Coupe menstruelle innovante
- Idéale pour les femmes actives et sportives
- Aussi confortable et discret qu'un tampon
- Protection sans fuite
- Recueille l'écoulement menstruel jusqu'à 12 heures
- Fabriquée en silicone souple de qualité médicale
- Facile à insérer et à retirer
- Ne pas utiliser si vous avez déjà eu le syndrome du choc toxique.

FemmyCycle : en trois tailles:

Adolescent Régulier Col de l'utérus bas
3.1 cm diamètre 3.6 cm dia. 3.6 cm dia.



**10% plus
petit**

**2.4" hauteur
1.8" longueur
contient 1 Oz.**

**2.0" hauteur
1.8" longueur
contient 1 Oz.**

FemmyCycle dimensions et spécifications

Tailles	Diamètre du rebord	Hauteur sans l'anneau de retrait	Hauteur avec l'anneau de retrait	Capacité
Adolescent	3.1 cm	3.8 cm	5.7 cm	17.5 mL
Régulier	3.6 cm	4.3 cm	6.3 cm	30 mL
Col de l'utérus bas	3.6 cm	4.3 cm	5.0 cm	30 mL

Comment utiliser le FemmyCycle

Comment mettre en place FemmyCycle®

- 1 S'asseoir sur le bord des toilettes, jambes écartées.
- 2 Plier et pincer FemmyCycle avec le couvercle de la coupelle à l'intérieur pour réduire sa taille afin de l'insérer plus facilement. Vous pouvez la plier deux fois sur elle-même, afin de la rendre aussi étroite qu'un tampon pour une insertion facile et confortable.
- 3 Tenir la coupelle pliée entre vos doigts et l'insérer à l'intérieur du vagin.
- 4 Pousser FemmyCycle® jusqu'à ce que l'anneau de retrait soit entièrement dans le vagin.
- 5 Pousser FemmyCycle® jusqu'à ce que l'anneau de retrait soit entièrement dans le vagin. NOTE FemmyCycle® ne s'ouvre pas complètement afin de créer un effet de succion dans le vagin.
- 6 Une fois insérer dans le vagin, la coupelle FemmyCycle® sera ouverte suffisamment pour recevoir les règles. NOTE FemmyCycle® sera positionnée dans la partie base du vagin.



Instructions détaillées pour l'insertion et le retrait incluses avec tous les FemmyCycles.

www.femmycycle.ca

Foire aux Questions

Le FemmyCycle est-il facile à nettoyer?

Oui, videz le contenu dans la toilette et nettoyez le FemmyCycle avec du savon liquide et de l'eau chaude puis rincez. Vous devriez stériliser le FemmyCycle deux fois par mois, avant et après vos règles.

Les femmes ayant utilisé FemmyCycle la nuit ont-elles connu des fuites?

Contrairement aux tampons, le FemmyCycle est sûr et efficace pour empêcher les fuites durant la nuit.

Vais-je sentir le FemmyCycle en l'utilisant?

Non, lorsqu'il est utilisé correctement, le FemmyCycle est aussi discret et confortable qu'un tampon.

Puis-je utiliser le FemmyCycle si j'ai un DIU?

Oui, l'utilisation avec un DIU est sécuritaire et efficace.

Puis-je avoir des rapports sexuels en utilisant le FemmyCycle?

Non, pas de rapports avec pénétration. Toutefois, vous pouvez avoir des rapports sans pénétration pendant son utilisation.



Commandez le FemmyCycle maintenant !

Tel: 1.855.246.2442



FemmyCycle.ca

FemmyCycle.ca division de
MEDISAFE DISTRIBUTION INC.

7 – 11771 Horseshoe Way
Richmond, BC V7A 4V4 Canada

www.femmycycle.ca

